



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЗГАР»,
свидетельство о государственной регистрации за № 101084959 от 19.02.2016 г.
Минского горисполкома, юридический адрес/фактический адрес: Республика
Беларусь, 220002, город Минск, улица Сторожевская, дом 8, подъезд 9, этаж
3(технический), телефон: + 375 017 286 05 02, факс: + 375 017 289 55 02, e-mail:
azgar@azgar.by

в лице директора Огурцова Сергея Павловича
заявляет, что аппараты многофункциональные физиорефлексотерапевтические
с принадлежностями,

модели «РЕФТОН-01-ФС», «РЕФТОН-01-ФЛС» «РЕФТОН-01-РФТЛС» с
модификациями в соответствии с приложением № 1 на 4 листах,

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЗГАР»

,юридический адрес/фактический адрес: город Минск, улица Сторожевская, дом
8, подъезд 9, этаж 3, Республика Беларусь;

ТУ РБ 101084959.001-2003,

код ТН ВЭД ТС 9018908409,

серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании:

протокол испытаний № 3973 от 04.04.2014, испытательный центр БелГИСС,
аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085 от 01.09.1995 срок действия по
02.10.2014.

Дополнительная информация: аппарат должен храниться в упаковке
предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от +5 до +40
градусов, при этом в помещении не должно быть газов и паров, вызывающих
коррозию, длительность хранения без переконсервации 12 месяцев, срок службы
5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.03.2021г.
включительно



С.П.Огурцов

(инициалы, фамилия руководителя организации -
заявителя или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР020 048 00744

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2016

Приложение № 1 к декларации о соответствии

Листов 4

Лист 1

№ п/п	Обозначение модели/модификации	Принадлежности
1	2	3
1	<p>РЕФТОН-01-ФС: «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+КТ+ФТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС</p>	<p>излучатель лазерный; излучатель тепловой; комплект терромагнитных локально- зональных инфракрасных излучателей (Инфра-Цзю); комплект для проведения терапии на многоцветных лазерных элементах; комплект для проведения терапии на многоцветных сверхъярких диодных элементах; комплект для проведения терапии на многоцветных лазерных элементах в сочетании с постоянным магнитным полем; комплекты для проведения терапии на многоцветных сверхъярких диодных элементах в сочетании с постоянным магнитным полем; насадка расфокусирующая; насадка коническая аурикулопунктурная; насадки магнитные МН-30, МН-35, МН- 60, МН-120; манжета лобно-глазная с фотоэлементами; манжета для надвенозного облучения крови; очки для защиты от лазерного излучения; очки бинокулярные фотомагнитные; кабель пациента №1;2;3;4;5; кабель пациента для точечного инвазивного воздействия; кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия; распределитель сигнала; насадки стоматологические №1; 2; 3; насадки гинекологические № 1; 2; 3; 4; 5; насадки урологические № 1; 2; 3;</p>



С.П.Огурцов

(инициалы, фамилия руководителя организации -
 заявителя или физического лица, зарегистрированного
 в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР020 048 00744

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2016



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Приложение № 1 к декларации о соответствии

Листов 4 Лист 2

1	2	3
1	<p>«РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ФТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+ФТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ДДТ+ФТ «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ФТ «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ЭМС; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ДДТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, СМТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ГТ; «РЕФТОН-01-ФС» 1÷8 каналов, ЭС</p>	<p>насадки оториноларингологические №1; 2; 3; насадка прокто-вагинальная; насадка универсальная; насадка назальная; насадка косметологическая; насадки рефлексотерапевтические № 1; 2; электроды одноразовые поверхностные; электроды одноразовые полостные; нозологические электродные трафареты № 1,2,3, маски № 1,2,3; электроды ЭФТ; карманы вискозные; комплект электродов (вид «Спайк» и вид «Гальв») для биорезонансного, точечного инвазивного и неинвазивного воздействий; электроды лобные плоские, ручные цилиндрические, ножные плоские; самоклеющиеся электроды;</p>
2	<p>РЕФТОН-01-ФЛС: «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ;</p>	<p>электрод лечебно-диагностический с элементами управления режимами работ и фиксации измеренных значений (вид «Спайк» и вид «Гальв»); электрод лечебно-диагностический с элементами управления режимами работ и фиксации измеренных значений (вид «Инфра»); электроды роликовые гладкие и рифленые; электроды внутривагинальные ректальные и вагинальные; электроды цилиндрические и пластинчатые; электроды токопроводящие: точечные лечебно-диагностические - 4-х штырьковые, аурикулярные, клипсы, чашеобразные;</p>



С.П.Огурцов

(инициалы, фамилия руководителя организации -
заявителя или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР020 048 00744

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2016



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Приложение № 1 к декларации о соответствии

Листов 4 Лист 3

1	2	3
2	<p>«РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+СТ+МТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+ИТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ЭС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+КТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ДДТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ФТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+ДДТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+ДДТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+СМТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ЭМС+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ДДТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, СМТ+МЛТ; «РЕФТОН-01-ФЛС» 1÷8 каналов, ГТ+МЛТ.</p>	<p>электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью, силиконовые токопроводящие электроды: электрод прямоугольный размер 40x50 мм (тип 4); электрод прямоугольный размер 40x110 мм (тип 5); электрод прямоугольный размер 40x140 мм (тип 6); электрод прямоугольный размер 40x170 мм (тип 7); электрод прямоугольный размер 50x60 мм (тип 8); электрод прямоугольный размер 50x70 мм (тип 9); электрод прямоугольный размер 50x120 мм (тип 10); электрод прямоугольный размер 60x80 мм (тип 11); электрод прямоугольный размер 60x100 мм (тип 12); электрод прямоугольный размер 60x160 мм (тип 13); электрод прямоугольный размер 60x200 мм (тип 14); электрод прямоугольный размер 70x80 мм (тип 15); электрод прямоугольный размер 70x110 мм (тип 16); электрод прямоугольный размер 80x100 мм (тип 17); электрод прямоугольный размер 80x120 мм (тип 18); электрод прямоугольный размер 80x130 мм (тип 19); электрод прямоугольный размер 80x160 мм (тип 20); электрод прямоугольный размер 80x200 мм (тип 21); электрод прямоугольный размер 80x250 мм (тип 22); электрод прямоугольный размер 100x120 мм (тип 23); электрод прямоугольный размер 100x150 мм (тип 24);</p>



С.П.Огурцов

(инициалы, фамилия руководителя организации -
заявителя или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР020 048 00744

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2016



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Приложение № 1 к декларации о соответствии

Листов 4 Лист 4

	2	3
3	РЕФТОН-01-РФТЛС: «РЕФТОН-01-РФТЛС» 2 канала, Реф, Физио, Тепло, Лазер, Свет; «РЕФТОН-01-РФТЛС» 2 канала, Реф, Физио, Тепло, Лазер	электрод прямоугольный размер 100x200 мм (тип 25); электрод прямоугольный размер 120x170 мм (тип 26); электрод прямоугольный размер 120x180 мм (тип 27); электрод прямоугольный размер 120x200 мм (тип 28); электрод прямоугольный размер 150x200 мм (тип 29); электрод прямоугольный размер 150x250 мм (тип 30); электрод прямоугольный размер 200x240 мм (тип 31); электрод прямоугольный размер 200x300 мм (тип 32); электрод для щитовидной железы размер 70x105 мм (тип 33); электрод для щитовидной железы размер 100x150 мм (тип 34); электрод грудной размер 40x105 мм (тип 35); электрод грудной размер 75x150 мм (тип 36); электрод глазной размер 30x60 мм (тип 37); электрод-полумаска Бергонье правосторонняя размер 120x170 мм (тип 38); электрод-полумаска Бергонье левосторонняя размер 120x170 мм (тип 38); электрод-полумаска Бергонье правосторонняя размер 160x190 мм (тип 39); электрод-полумаска Бергонье левосторонняя размер 160x190 мм (тип 39); электрод ушной размер 90x80 мм (тип 40); электрод ушной размер 100x90 мм (тип 41); электрод ушной размер 110x130 мм (тип 42); электрод ушной размер 120x170 мм (тип 43); электрод-воротник по Щербаку размер 150x350 мм (тип 44); электрод-воротник по Щербаку размер 240x320 мм (тип 45); электрод-воротник по Щербаку размер 390x430 мм (тип 46)

Всего 3 (три) позиции

С.П.Огурцов

(инициалы, фамилия руководителя организации -
заявителя или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР020 048 00744

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2016